

Anticuerpo Policlonal Anti-Srgn Para Wb, Elisa - P10124

Número de artículo: CM0013596

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SRGN humano, validado para WB y ELISA. Detecta serglicina humana y de ratón. Adecuado para la investigación de gránulos secretorios, la función de las células inmunes y la inhibición de la mineralización ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRGN Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	PPG; PRG; PRG1; SRGN
Especie	Humano
GeneID	5552
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-158 de SRGN humano (NP_002718.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10124
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo