

Anticuerpo Policlonal Anti-Srgn Para Wb, If-P, Elisa - P10124

Número de artículo: CM0028082

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SRGN humano (Serglicina). Adecuado para WB, IF-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para la investigación de apoptosis y gránulos secretorios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRGN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPG; PRG; PRG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5552
GeneID	5552
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 59-158 del SRGN humano (NP_002718.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10124
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo