


## Anticuerpo Policlonal Anti-Srm Para Wb, Elisa - P19623

Número de artículo: CM0029797



### Introducción

SRM Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra la espermidina sintasa, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Adecuado para estudios de biosíntesis de poliaminas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SRM Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | PAPT; SPS1; SPDSY; SRML1; SRM                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 6723                                                                                                                              |
| GeneID              | 6723                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 de la SRM humana (NP_003123.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P19623                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 34kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |