

Anticuerpo Policlonal Anti-Srp14 Para Wb, Elisa - P37108

Número de artículo: CM0015595



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SRP14 humana, validado para WB y ELISA. Reconoce SRP14 de humano, ratón y rata, un componente de la partícula de reconocimiento de señal de 15 kDa. Ideal para estudiar la translocación de proteínas al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRP14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALURBP; SRP14
Especie	Humano
GeneID	6727
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-136 de SRP14 humana (NP_003125.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37108
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo