


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Srp54 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61011

Número de artículo: CM0006951



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SRP54 humano (P61011), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. SRP54 es una subunidad de la partícula de reconocimiento de señales implicada en la direccionación cotraduccional de proteínas al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SRP54
Observaciones/alias	SCN8; SRP54
Especie	Humana
Identificación del gen (humano)	6729
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-504 de SRP54 humano (P61011).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P61011
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo