

Anticuerpo Policlonal Anti-Srp72 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Número de artículo: CM0017139



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SRP72 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la direccionamiento de proteínas al RE mediado por SRP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRP72 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6731
ID del gen	6731
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-544 de SRP72 humano (NP_008878.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O76094
Peso de la proteína	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo