


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Srp72 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Número de artículo: CM0012720



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SRP72 humano (O76094). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el complejo SRP y el direccionamiento al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] SRP72 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6731
GeneID	6731
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 440-544 de SRP72 humano (NP_008878.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76094
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo