

Anticuerpo Policlonal Anti-Srp9 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49458

Número de artículo: CM0030997



Introducción

Anticuerpo Policlonal Anti-SRP9 de Conejo validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce SRP9 humano y de ratón, un componente de la partícula de reconocimiento de señal que media la localización en el RE. Inmunógeno recombinante (aa 1-86).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRP9 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ALURBP; SRP9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6726
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-86 de SRP9 humano (NP_003124.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49458
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo