

Anticuerpo Monoclonal Anti-SrpK1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q96Sb4

Número de artículo: CM0010514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-SRPK1 de alta calidad, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con SRPK1 humano, de ratón y de rata (UniProt Q96SB4). Ideal para la investigación del splicing y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRPK1 Rabbit mAb
Observaciones/alias	SFRSK1
Especie	Humano
ID del gen	6732
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 291-390 de SRPK1 humano (NP_003128.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q96SB4
Peso de la proteína	74 kDa/72 kDa/92 kDa
Envío	Bolsa de hielo