

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-SrpK1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb4

Número de artículo: CM0025583



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SRPK1 (UniProt Q96SB4) validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la fosforilación de proteínas SR, la regulación del splicing y la progresión del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRPK1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SFRSK1; SRPK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6732
GeneID	6732
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 290-480 del SRPK1 humano (NP_003128.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96SB4
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo