


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-SrpK2 Para Wb Y Elisa - P78362

Número de artículo: CM0021376



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SRPK2 humana (proteína quinasa 2 SRSF). Validado para Western blot y ELISA en humano, ratón y rata. SRPK2 regula el empalme de mRNA, la apoptosis y la replicación viral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SRPK2 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | SFRSK2; SRPK2                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 6733                                                                                                                            |
| GeneID              | 6733                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante que coincide con una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-520 de la SRPK2 humana (NP_872633.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                             |
| SWISS               | P78362                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 78kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |