

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srpr Para Wb, Elisa - P08240

Número de artículo: CM0027180



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al SRPR humano (subunidad alfa del receptor de SRP) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano; el inmunógeno cubre la región N-terminal. Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRPR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DP; SRPR; Sralpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6734
GeneID	6734
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P08240
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo