

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srprb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5M8

Número de artículo: CM0015875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SRPRB validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la subunidad beta del receptor de la partícula de reconocimiento de señales para estudios de direccionamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo SRPRB
Observaciones/Alias	APMCF1; SR-beta; SRPRB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	58477
ID del gen	58477
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-271 de SRPRB humano (NP_067026.3)
Origen	Ser humano
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5M8
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo