

Anticuerpo Policlonal Anti-Srpx Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78539

Número de artículo: CM0014832

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRPX humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la fagocitosis, la adhesión celular y la descamación de los discos retinianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRPX Rabbit pAb
Observaciones/alias	DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX
Especie	Humano
GeneID	8406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-320 de SRPX humano (NP_006298.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P78539
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo