


Anticuerpo Policlonal Anti-Srrm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyb3

Número de artículo: CM0029939



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRRM1 humano (SRm160), adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de empalme de ARN y espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRRM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10250
GeneID	10250
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de SRRM1 humano (NP_005830.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IYB3
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo