

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srrt Para Ihc-P, Elisa - Q9Bxp5

Número de artículo: CM0028749



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SRRT/ARS2 de alta calidad para IHC-P y ELISA. Detecta la proteína SRRT humana, de ratón y de rata (101 kDa, Q9BXP5). Herramienta esencial para investigar el procesamiento de miARN, la progresión del ciclo celular y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRRT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51593
GeneID	51593
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 623-872 de la SRRT humana (NP_001122325.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXP5
Peso molecular de la proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo