


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srsf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01130

Número de artículo: CM0029531



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al factor de splicing SRSF2 humano para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Esencial para la investigación de splicing de pre-mRNA y aplicaciones de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRSF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6427
ID de Gen	6427
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SRSF2 humano (NP_001182356.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo