


Anticuerpo Monoclonal Anti-Srsf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84103

Número de artículo: CM0006265



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a SRSF3, un factor de empalme rico en serina/arginina implicado en el empalme alternativo del ARNm y la exportación nuclear. Validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRSF3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	SFRS3; SRp20; SRSF3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6428
ID del gen	6428
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de SRSF3 humano (P84103)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84103
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo