


Anticuerpo Policlonal Anti-Srsf3 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

Número de artículo: CM0030262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SRSF3 (SRp20), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce proteínas de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en splicing y exportación de ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SRSF3
Observaciones/Alias	SFRS3; SRp20; SRSF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6428
GeneID	6428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de SRSF3 humano (NP_003008.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P84103
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo