

Anticuerpo Policlonal Anti-Srsf4 Para Wb, Elisa - Q08170

Número de artículo: CM0029376

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SRSF4 humano (SFRS4/SRP75, 57 kDa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para la investigación de splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRSF4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SFRS4; SRP75; SRSF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6429
GeneID	6429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de SRSF4 humano (NP_005617.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08170
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo