

Anti-Srsf6 (Srp55) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - Q13247

Número de artículo: CM0017936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SRSF6 (SRp55) humano validado para WB y ELISA. Detecta SRSF6 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRSF6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6431
ID de Gen	6431
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SRSF6 humano (NP_006266.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13247
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo