

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srsf7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16629

Número de artículo: CM0018804



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta pureza dirigido contra SRSF7/9G8 humano, un factor de empalme involucrado en el procesamiento y exportación de ARNm. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en regulación del empalme génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRSF7 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
Especie	Humano
GeneID (humano)	6432
GeneID	6432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-120 de la SRSF7 humana (NP_001026854).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16629
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo