

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srsf8 Para Wb - Q9Brl6

Número de artículo: CM0021747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SRSF8 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Se dirige contra el factor de corte y empalme 8 rico en serina/arginina humano, implicado en el corte y empalme alternativo del pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRSF8 pAb de conejo
Observaciones/alias	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10929
ID del gen	10929
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9BRL6
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo