

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ssb (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P05455

Número de artículo: CM0013018



Introducción

Valide la expresión de la proteína SSB/La en muestras humanas con este anticuerpo policlonal de conejo. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para investigación en autoinmunidad y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SSB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	La; LARP3; La/SSB; SSB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6741
GeneID	6741
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 166-408 de SSB humano (NP_003133.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05455
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsas de hielo