


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ssca1/Serpinb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Número de artículo: CM0007760



Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido contra Serpin B3/SCCA-1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del cáncer y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SSCA1/SerpinB3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Especie	Humano
ID de Gen	6317 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-390 de SSCA1/SerpinB3 humano (NP_008850.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29508
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo