

Anticuerpo Policlonal Anti-Ssca1/Serpinb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Número de artículo: CM0027936



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SSCA1/SerpinB3 humano (SCCA-1), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para la investigación de carcinoma de células escamosas y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SSCA1/SerpinB3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSSA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Especie	Humano
GeneID (humano)	6317
GeneID	6317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-390 del SSCA1/SerpinB3 humano (NP_008850.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P29508
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo