

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ssna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43805

Número de artículo: CM0013671

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SSNA1 validado para WB, IHC-P y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra el factor de nucleación de microtúbulos involucrado en la ramificación axonal, la división celular y la estabilidad de los microtúbulos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SSNA1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	N14; NA14; NA-14; SSNA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8636
GeneID	8636
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 de SSNA1 humano (NP_003722.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43805
Peso molecular	14kDa
Envío	Bolsa de hielo