

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ssr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43308

Número de artículo: CM0021001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SSR2 (TRAP-beta), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre la retención de proteínas en el RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SSR2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	TLAP; HSD25; TRAPB; TRAP-BETA; SSR2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6746
ID del gen	6746
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P43308
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo