

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ssr3 Para Wb Y Elisa - Q9Unl2

Número de artículo: CM0020618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SSR3 de alta calidad para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con SSR3 humano, de ratón y de rata. Herramienta fiable para el estudio de la retención de proteínas en el RE y los mecanismos de unión al calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SSR3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	TRAPG; SSR3
Especie	Humano
ID del gen	6747
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-145 de SSR3 humano (NP_009038.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UNL2
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo