


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ssrp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Número de artículo: CM0015178



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SSRP1 humano (FACT80) validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Se dirige a la subunidad del factor de elongación de la transcripción de la cromatina; ideal para la investigación de remodelación de nucleosomas, reparación del ADN y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SSRP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Especie	Humano
ID de Gen	6749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del SSRP1 humano (NP_003137.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q08945
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo