


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sstr1 Para Wb, Elisa - P30872

Número de artículo: CM0026124



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo SSTR1 detecta el receptor de somatostatina tipo 1 (SSTR1/SRIF-2) humano y de rata en aplicaciones de WB y ELISA. El inmunógeno recombinante se dirige al dominio N-terminal (aa 1-56). Peso molecular: 43kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SSTR1
Observaciones/Alias	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
Especie	Humano
ID del Gen	6751 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-56 del SSTR1 humano (NP_001040.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P30872
Peso de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo