

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sstr5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35346

Número de artículo: CM0005649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra SSTR5 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del receptor de somatostatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SSTR5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	SST5; SS-5-R; SSTR5
Especie	Humano
GenelD (humano)	6755
GenelD	6755
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SSTR5 humano (P35346).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35346
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo