

Anticuerpo Policlonal Anti-Ssx4 Para Wb, Elisa - O60224

Número de artículo: CM0028758

Introducción

pAb de conejo contra SSX4 validado para WB y ELISA, dirigido a SSX4 humano y de ratón. Ideal para investigación en regulación de la transcripción y estudios de antígenos cáncer-testículo. Suministrado por CamelBio, tu socio en materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra SSX4
Notas/Alias	CT5.4; SSX4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6759
GeneID	6759
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-188 de la SSX4 humana (NP_005627.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60224
Peso Molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo