


Anticuerpo Policlonico Anti-St14 Para Wb, Elisa - Q9Y5Y6

Número de artículo: CM0024812



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo Anti-ST14 de alta calidad para aplicaciones de Western Blot y ELISA. Se dirige a ST14 (matriptasa) humana, presenta reactividad cruzada con ratón y es ideal para estudios de actividad proteasa y diferenciación epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6768
GeneID	6768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 566-855 de ST14 humana (NP_068813.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5Y6
Peso Molecular	95kDa
Envío	Bolsa de hielo