

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-St3Gal4 (Wb, Elisa) - Q11206

Número de artículo: CM0019578

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ST3GAL4 humano (Q11206). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada de ratón. Ideal para estudiar la función de la sialiltransferasa, la hemostasia y la adhesión de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST3GAL4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAc6S; ST3 beta-galactósido alfa-2; 3-sialiltransferasa 4
Especie	Humano
GeneID (humano)	6484
GeneID	6484
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 234-333 del ST3GAL4 humano (NP_001241686.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q11206
Peso Proteico	36kDa/37kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo