

Anticuerpo Policlonico Anti-St3Gal5 Para Wb, Elisa - Q9Unp4

Número de artículo: CM0028893

Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo dirigido a ST3GAL5 humana (sintasa GM3), validado para WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Una herramienta valiosa para estudios de biosíntesis de gangliósidos y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST3GAL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAT1; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8869
ID del Gen	8869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-200 de ST3GAL5 humana (NP_003887.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNP4
Peso Molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo