

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-St6Gal1/Cd75 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P15907

Número de artículo: CM0006422



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ST6GAL1/CD75, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC y ELISA. Adecuado para estudiar la función de la sialiltransferasa y la glicosilación en muestras humanas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo ST6GAL1/CD75                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall; ST6GAL1/CD75                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                       |
| ID del Gen (Humano) | 6480                                                                                                                                         |
| ID del Gen          | 6480                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-406 de ST6GAL1/CD75 humano (NP_001340845.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                       |
| SWISS               | P15907                                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 20kDa/47kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                               |