

Anticuerpo Policlonal Anti-St8Sia2 Para Wb Y Elisa - Q92186

Número de artículo: CM0025087

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ST8SIA2 humano (alfa-2,8-sialiltransferasa 8B), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la síntesis de ácido polisiálico y la investigación de la función neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST8SIA2 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8SialI; ST8SIA-II; ST8SIA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8128
ID del Gen	8128
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-160 de ST8SIA2 humano (NP_006002.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92186
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo