

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-St8Sia4 Para Wb, Elisa - Q92187

Número de artículo: CM0029474



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ST8SIA4 humana, una polisialiltransferasa. Adecuado para WB y ELISA. Inmunógeno derivado de los aminoácidos 20-168 de la ST8SIA4 humana. Validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST8SIA4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PST; PST1; SIAT8D; ST8SIA-IV; ST8SIA4
Especie	Humano
GeneID (humano)	7903
GeneID	7903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-168 de la ST8SIA4 humana (NP_778222.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92187
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo