


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stam Para Wb Y Elisa - Q92783

Número de artículo: CM0030042



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STAM humano (molécula adaptadora de transducción de señales 1). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para muestras de humano, ratón y rata. Objetivo implicado en la señalización celular y la clasificación endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAM pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STAM1; STAM-1; STAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8027
GeneID	8027
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-210 del STAM humano (NP_003464.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92783
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo