

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stam2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75886

Número de artículo: CM0028177



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STAM2 validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la molécula adaptadora de transducción de señal 2, implicada en la señalización de citocinas y la regulación a la baja de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
Especie	Humano
ID genético	10254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 376-525 de STAM2 humano (NP_005834.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75886
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo