


Anticuerpo Policlonal Anti-Stambp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O95630

Número de artículo: CM0028428



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAMPB humano (AMSH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar desubiquitinación, clasificación endosomal y señalización BMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAMPB Conejo pAb
Observaciones/Alias	AMSH; MICCAP; STAMPB
Especie	Humano
GeneID (humano)	10617
GeneID	10617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-270 de STAMPB humano (NP_998787.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95630
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo