


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stap2 Para Wb, Elisa - Q9Ugk3

Número de artículo: CM0019654



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAP2 humano (BKS), adecuado para Western blot y ELISA. Detecta STAP2 humano y de ratón. Ideal para estudiar la señalización de PTK6, la modulación de STAT3 y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAP2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	BKS; STAP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	55620
GeneID	55620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-220 de STAP2 humano (NP_001013863)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9UGK3
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo