


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Star Para Wb, Ip, Elisa - P49675

Número de artículo: CM0013324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-StAR (STARD1) validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón. Se dirige a la proteína reguladora aguda esteroidogénica mitocondrial (32 kDa, SWISS P49675). Ideal para la investigación de esteroidogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	StAR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STARD1; StAR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6770
ID de Gen	6770
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 64-285 del StAR humano (NP_000340.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49675
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo