


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Star (Stard1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49675

Número de artículo: CM0007295



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra StAR/STARD1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a la proteína clave de transporte de colesterol en la síntesis de hormonas esteroideas. Ideal para la investigación sobre esteroidogénesis y suprarrenal/gonadal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | StAR Rabbit mAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | STARD1; STAR                                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 6770                                                                                                                                   |
| GeneID              | 6770                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de StAR humano (NP_000340.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | P49675                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 32kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |