


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Star (Stard1) Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P49675

Número de artículo: CM0022362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la StAR humana (STARD1), un transportador de colesterol mitocondrial crucial para la esteroidogénesis. Validado para WB, IF y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	StAR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STARD1; StAR
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6770
ID del Gen	6770
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 64-285 de la StAR humana (NP_000340.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49675
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo