


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stard3 (MLN64, Cab1) Para Wb, Elisa - Q14849

Número de artículo: CM0025674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STARD3 (MLN64, CAB1) humano. Validado para Western Blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del transporte de colesterol y la biología de endosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STARD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAB1; es64; MLN64; STARD3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10948
ID del gen	10948
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-445 de STARD3 humano (NP_006795.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14849
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo