


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stat1 Para Wb, Ip, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0002043



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo STAT1 validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con STAT1 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por interferones y las respuestas antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAT1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Especie	Humano
ID del gen	6772 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína STAT1 humana (P42224)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo