

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Stat1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Número de artículo: CM0015787



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra STAT1 humano (P42224) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización de interferón y la actividad del factor de transcripción STAT1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STAT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6772
GeneID	6772
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 513-712 del STAT1 humano (NP_009330.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo