

Anticuerpo Policlonal Anti-Stat2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52630

Número de artículo: CM0017918



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra STAT2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización del interferón y de las respuestas antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
Especie	Humana
GeneID (humano)	6773
GeneID	6773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-706 de STAT2 humano (NP_005410.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P52630
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo